

Zdravé sezení pro každého

Registrovaná
zdravotnická pomůcka

Návod na použití

Položte podložku Dynasit spodní (netextilní) stranou na sedadlo židle tak, aby výřez podložky směřoval ke kolenům. Zpočátku sedávejte na mírně nafouknutém polštáři pouze 5-10 minut a opakujte 3-5krát denně! Objem vzduchu v polštáři reguluje intenzitu dynamiky sezení. Posadte se asi na 2/3 polštáře a mírně rozkročte dolní končetiny. Doporučuje se opřít nohy o podlahu. Sedte uvolněně a nebráňte se změně polohy. Nenechte se odradit, pokud pocítíte mírnou bolest v křížové oblasti. Jedná se o pozitivní reakci - prostou únavu svalů, které nebyly zvyklé posilovat.

Model COMFORT PRO se nafukuje pomocí mini pumpy, která je součástí balení. Když potřebujete COMFORT PRO sfouknout, nechte jehlu pumpy zastrčenou ve ventilu a tlačte na povrch polštáře, dokud nevyпустíte požadované množství vzduchu.

Kontraindikace: Dynasit není vhodný při akutních zánětových onemocněních pohybového a nervového systému, při závratích a nezhojených zlomeninách kostrče, páteře nebo pánve. Při těchto diagnózách a jakýchkoli pooperačních stavech doporučujeme konzultaci s Vaším odborným lékařem.

Ošetřování a údržba: Neperte Dynasit v pračce! Sedící část čistěte kartáčkem a mýdlem. Nenašívajte nic na Dynasit! Mohlo by dojít k poškození nafukovací části. Pozor na ostré předměty! Používejte produkt v rozmezí teplot 8-40°C. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití Dynasitu.

Podmínky použití: Maximální nosnost Dynasitu je 120kg.

Instalace mini pumpy: Mini pumpa se dodává s jehlou a násadkou ukrytou v rukojeti. Otevřete uzávěr na rukojeti, vyjměte jehlu nebo násadku podle typu ventilu nafukovacího předmětu. Našroubujte jehlu nebo rukojeť na hlavici pumpy. Pumpa je nyní připravena k použití.

